

SANITAS CORDÓN UMBILICAL SU PEQUEÑA GRAN RESERVA DE SALUD



Promoción 3º aniversario

Cumplimos 3 años protegiendo la salud de miles de familias y ahora queremos celebrarlo contigo con un precio exclusivo, **tengas o no un seguro de Sanitas:**

Partos simples: 1.620 €

- En el momento de contratación: 490 €, incluye todo lo necesario para la extracción y transporte a las instalaciones de nuestro banco.
- Procesado y almacenamiento de la unidad de SCU: 1.130 €.

Parto gemelar: 2.945 €

- En el momento de contratación: 980 €, incluye todo lo necesario para la extracción y transporte a las instalaciones de nuestro banco.
- Procesado y almacenamiento de la unidad de SCU: 1.965 €.

Sin cuotas de mantenimiento

Cordón Umbilical Sanitas

¿Sabías que la sangre del **cordón umbilical** (SCU) de tu bebé contiene células madre que podrían salvarle la vida en el futuro?

En Sanitas queremos ayudarte a proteger la salud de tu familia, por eso hemos creado **Sanitas Cordón Umbilical**, un servicio para la conservación de las células madre de cordón umbilical en un banco privado, que pueden constituir una auténtica reserva de salud ahora y en el futuro.

¿Qué son las células madre?

En términos generales podemos decir que las células madre son el origen del

resto de células, de las cuales se derivan todas las estructuras: piel, músculos, huesos, sangre, fibras nerviosas y todos los órganos.

Las células madre del **cordón umbilical** tienen un importante grado de inmadurez y por lo tanto, poseen una gran capacidad para transformarse en casi cualquier tipo de tejido celular.

Durante toda la vida, las células madre asumen importantes funciones de reparación en caso de lesión o enfermedad.

¿Qué contiene la SCU que hace que sea tan valiosa?

Las células madre de SCU se pueden utilizar para trasplante autólogo (poco probable) o alogénico emparentado (probabilidad de que compatibilidad entre hermanos de un 30%). A pesar de que la probabilidad de que se utilice, con las indicaciones actuales, es baja (1 de cada 10.000 aproximadamente) el éxito de un trasplante entre hermanos compatibles de SCU es mayor y con una menor incidencia de la enfermedad injerto contra huésped comparado con el trasplante de un banco público. Sólo por eso, merece la pena guardar la SCU.

¿Por qué conservar las células madre del cordón umbilical de tu bebé?

• Por su valor terapéutico

Las células madre del **cordón umbilical** pueden ser de gran ayuda en el tratamiento de varias enfermedades hematológicas. .

• Por su gran potencial futuro

Potencial terapéutico reflejado en múltiples programas de investigación enfocados al tratamiento de enfermedades graves.

• Por su utilidad intrafamiliar y disponibilidad inmediata

Las células madre del **cordón umbilical** pueden ser útiles para el tratamiento de enfermedades en el paciente que las generó y también en sus familiares directos. Además, la disponibilidad de la muestra es inmediata.

• Por su momento único

El parto es el único momento en el que se pueden obtener las células madre del **cordón umbilical**.

Es un proceso totalmente indoloro y carente de riesgos.

¿Cómo?

2. Documentación del kit para guardar las células madre

- Instrucciones para la familia.
- Contrato (copia para la familia y para Sanitas Cordón Umbilical).
- Consentimiento informado (copia para la familia y para Sanitas Cordón Umbilical).
- Instrucciones para el personal sanitario.
- La hoja de anamnesis.
- Acumuladores de frío para mantener la muestra a la temperatura adecuada y asegurarnos de que el transporte de la Unidad es refrigerado y cumple los máximos estándares de calidad.

No debéis olvidar incorporar los acumuladores de frío en la nevera hasta el momento del parto. Es muy importante consultar a tu ginecólogo sobre tu deseo de realizar el servicio.

3. El contrato y la documentación médica para guardar las células madre

- Hay que firmar el contrato y remitir uno de los originales a Sanitas.
- Completad el "Formulario de anamnesis" y adjuntad también los resultados de los análisis de la madre.

4. En el momento del parto

Preparad el kit antes de salir para el hospital.

- Aseguraos de sacar los acumuladores de frío de la nevera e introducidlos en el kit.
- Llevad el kit de extracción al hospital y entregadlo al equipo de ginecología que te atienda.
- Ellos prepararán todo lo necesario para la correcta extracción.
- En el kit de extracción el equipo médico encontrará un sobre con las instrucciones para el personal sanitario, así como una copia del consentimiento informado.

5. Después del parto

La sangre es extraída del cordón umbilical después de que haya sido cortado y su bebé sea atendido por el personal médico. El procedimiento es sencillo, y carente de riesgo para la madre y el bebé.

5. Informar a Sanitas después de la extracción

Cuando el personal sanitario os entregue el kit, una vez en la habitación, llamad a nuestro teléfono de recogida, que se os facilitará en el kit, e iremos a recogerlo para llevarlo a nuestras instalaciones de Madrid, donde se procesará.

6. El envío especializado

Nuestro sistema logístico está diseñado para que la muestra llegue al laboratorio en las primeras 48 horas siguientes a la recogida.

7. El procesado de la muestra

- La sangre se procesa en estrictas condiciones de esterilidad.
- Se realiza la separación de las células madre y se obtiene la muestra que finalmente será crio preservada a -196° en nitrógeno líquido.
- Una vez que la muestra esté crio-preservada, y tras recibir los análisis definitivos de la madre, se enviará la muestra para su almacenamiento definitivo en nuestro banco de Lisboa.
- Sanitas os confirmará la viabilidad de la SCU de tu bebé a las 48 horas del parto.
- Enviaremos tanto a vosotros como al ginecólogo el informe de Crio-preservación de la SCU del bebé, un mes después del parto aproximadamente. El traslado definitivo de la Unidad de SCU al Banco de crio-preservación en

Lisboa se realizará una vez recibida la analítica de la madre, a los tres meses del parto.

Con Sanitas

A la hora de confiar en una empresa para conservar las células madre de tu bebé, es importante comprobar que todos los procesos y protocolos conducen a la obtención del mayor número de células madre, para conseguir el mejor resultado en caso de trasplante. En Sanitas, empresa líder en salud, cuidamos todos los detalles para ofrecerte la máxima calidad, confianza y seguridad.

A continuación te detallamos porque **elegir Sanitas para conservar células del cordón umbilical:**

Máxima Calidad en el Servicio

- Cuidamos nuestros procesos y protocolos al máximo (recogida, verificación, validación y traslado de la muestra al banco de sangre), para ofrecer siempre la mejor calidad en el servicio.
- Realizamos el envío de la muestra refrigerado y monitorizado con un chip de registro de temperatura.
- Procesamos las muestras todos los días del año, antes de 48 horas desde la recogida.
- Únicamente procesamos aquellas muestras válidas para la aplicación terapéutica estando esto definido con un mínimo de 250 millones de células nucleadas. Las unidades que no tengan la calidad suficiente no serán almacenadas, salvo que la familia elija hacerlo igualmente.
- Asesoramos personalmente a las familias a lo largo de todo el proceso.

Confianza

- Nuestro banco de crio-preservación somete su actividad a la legislación vigente, cumple los requisitos Netcord e ISO 9001, y cuenta con todas las acreditaciones necesarias para prestar el servicio con total garantía.
- Contamos con un equipo asesor médico experto, que se asegura en todo momento de mantener el mayor nivel sanitario.

• Seguridad

- Sanitas es hoy la compañía líder en salud en España: 1,96 millones de personas nos han confiado su salud.
- Nuestra gran solidez nos permite mantener el máximo compromiso con las familias durante todo proceso y tiempo que ellos lo deseen.
- Somos clientes de la SEGO (Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia)
- Ponemos 20.000€ a disposición de la familia, si fuera necesario utilizar la muestra de SCU para trasplante (en los términos y condiciones establecidos en el contrato)

SANITAS MARQUES DE VADILLO

C/ Gral. Ricardos 8

28019 Madrid

Telf. 91 469 90 99 - 902 200 992

Fax: 91 460 54 56

info@sanitassalud.com

www.sanitassalud.com